

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

moi@nt-rt.ru || <https://meiko.nt-rt.ru>

Аппарат для очистки подкладных суден TOPIC

Интеллектуальное и компактное решение для помещений с грязными принадлежностями — верный выбор для домов престарелых и учреждений сестринского ухода. Машины TOPIC несут преимущества для пациентов, позволяя персоналу сосредоточиться на уходе, а не на рутинной очистке.

Преимущества

- Идеальный выбор для проектировщиков с ограниченным бюджетом, это компактное решение от компании MEIKO с виду может показаться небольшим, но оно полностью раскрывает свои возможности, когда речь заходит о гигиене.
- Идеальный вариант для учреждений сестринского ухода и домов престарелых.
- Быстрый и простой монтаж делает его идеальным вариантом для проектов по капитальному ремонту и реконструкции.
- Компактность в сочетании с универсальностью: блок также можно использовать для очистки умывальников и детских игрушек.



TOPIC 10

Моюще-дезинфицирующая машина TOPIC 10 идеально подходит для помещений с ограниченным пространством. Благодаря настенному монтажу (высота установки ок. 20 см над полом) легко соблюдать чистоту и под машиной.

TOPIC 10 можно установить в кратчайшие сроки в самом узком помещении. Просто повесьте на стену, подключите и работайте! Данная моюще-дезинфицирующая машина — идеальное решение при модернизации и проведении санитарно-профилактических мероприятий. Ею очень легко пользоваться благодаря концепции управления «One Touch». И в этом случае, конечно, не стоит отказываться от безопасности и высокого уровня гигиены, ведь в модели TOPIC 10 предусмотрена регулировка установочного значения A0 согласно DIN EN ISO 15883. Это по-настоящему облегчает работу обслуживающего персонала, повышая уровень безопасности пациентов и сотрудников.

ширина	500 мм
глубина	450 или 588 мм
высота	1630 мм

холодная вода	R ½ “
горячая вода 45-60°C	R ½ “
Гидравлическое давление	100 - 500 kPa
Расход	18 l/min.
Водосток	DN 100
Электрическое соединение (Стандартный)	1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2.8 kW
Электрическое соединение (альтернатива)	3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4.6 kW
Уровень звукового давления эмиссии на рабочем месте (LpA)	48.2



TOPIC 10 A

Данная модель, помимо моюще-дезинфицирующей машины TOPIC 10, дополнительно оснащена сливом в настенном исполнении. Он изготовлен из высокосортной стали без кромки. За счет этого предотвращается образование пространства для скопления микробов или развитие биопленки, обеспечивается максимальная безопасность и высокий уровень гигиены.

Этот малый совмещенный блок оборудования максимально экономит место. Он также демонстрирует все преимущества TOPIC в сфере гигиены (например, регулировка установочного значения A0 согласно DIN EN ISO 15883) и отличается эргономичными размерами 1000 мм x 1830/700 мм (от уровня пола). Надежное опорожнение, очистка и дезинфекция подкладных суден, мочеприёмников или ночных горшков. Разгрузка персонала, а также безопасность и надёжность, которую заслужили пациенты и сотрудники медицинских учреждений. Чтобы не растерять навыки по уходу из-за непрерывной очистки.

ширина	1000 мм
глубина	450 или 588 мм
высота	1630 мм
холодная вода	R ½ “
горячая вода 45-60°C	R ½ “
Гидравлическое давление	100 - 500 kPa
Расход	18 l/min.
Водосток	DN 100
Электрическое соединение (Стандартный)	1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2.8 kW
Электрическое соединение (альтернатива)	3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4.6 kW
Уровень звукового давления эмиссии на рабочем месте (LpA)	48.2



TOPIC 20

Стационарное устройство серии TOPIC быстро устанавливается и готово к эксплуатации. Кроме того, модель TOPIC отличается универсальностью благодаря многофункциональной концепции держателей емкостей. Оборудование самого высокого уровня благодаря конструкции из высококачественной стали.

Истинная концепция гигиеничности в компактном формате — моюще-дезинфицирующая машина TOPIC в стационарном исполнении. Ее можно установить в кратчайшие сроки в самом узком помещении. Даже при быстром монтаже и управлении с помощью концепции «One Touch» вовсе не стоит отказываться от безопасности и высокого уровня гигиены, ведь в модели TOPIC предусмотрена индивидуальная регулировка циклов программ и установочного значения A0 согласно DIN EN ISO 15883.

ширина	500 мм
глубина	450 или 588 мм
высота	1730 мм
холодная вода	R ½ “
горячая вода 45-60°C	R ½ “
Гидравлическое давление	100 - 500 kPa
Расход	18 l/min.

Водосток	DN 100
Электрическое соединение (Стандартный)	1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2.8 kW
Электрическое соединение (альтернатива)	3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4.6 kW
Уровень звукового давления эмиссии на рабочем месте (LpA)	48.2



TOPIC 20 A

Зачастую в рабочих зонах по уходу за пациентами на счету каждый сантиметр, потому что их пространство ограничено. Для таких случаев идеально подходит малый совмещенный блок оборудования TOPIC 20 со сливом. Безопасность и высокий уровень гигиены на минимальном пространстве.

Малые совмещенные блоки оборудования TOPIC берут не количеством, а качеством — небольшие затраты на монтаж, разнообразные функции и возможность комбинирования с оборудованием рабочей зоны по уходу. Размеры этой комбинации составляют 1000 мм x 1730/700 мм, она немного ниже, чем TOPIC 10, но имеет оптимальную рабочую высоту и отличается эргономичностью. В данной модели также предусмотрена регулировка установочного значения A0, короткие и индивидуально регулируемые циклы программ, очистка и дезинфекция выполняется при полной паронепроницаемости.

ширина	1000 мм
--------	---------

глубина	450 или 588 мм
высота	1730 мм
холодная вода	R ½ “
горячая вода 45-60°C	R ½ “
Гидравлическое давление	100 - 500 kPa
Расход	18 l/min.
Водосток	DN 100
Электрическое соединение (Стандартный)	1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2.8 kW
Электрическое соединение (альтернатива)	3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4.6 kW
Уровень звукового давления эмиссии на рабочем месте (LpA)	48.2



TOPIC 40

Моюще-дезинфицирующая машина TOPIC 40 в исполнении с установкой под столешницу (напольный монтаж со столешницей и цоколем) активно используется в рабочих зонах медицинских учреждений или домов инвалидов, когда требуется дополнительная рабочая поверхность.

TOPIC 40 восхищает простым и быстрым подключением, а также уровнем звуко- и теплоизоляции. Модель имеет размеры 900 мм х 900 мм, что делает ее очень компактной, а благодаря столешнице создается дополнительная рабочая поверхность. Вместе с тем эта модель для установки под столешницу обладает теми же свойствами, что и напольные устройства серии TOPIC: Полная безопасность и высокий уровень гигиены благодаря системе регулировки установочного значения A0 согласно DIN EN ISO 15883 и концепции управления «One Touch» с большими сенсорными кнопками и понятными символами.

ширина	900 мм
глубина	600 мм
высота	900 мм
холодная вода	R ½ “
горячая вода 45-60°C	R ½ “
Гидравлическое давление	100 - 500 kPa

Расход	18 l/min.
Водосток	DN 100
Электрическое соединение (Стандартный)	1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2.8 kW
Электрическое соединение (альтернатива)	3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4.6 kW
Уровень звукового давления эмиссии на рабочем месте (LpA)	48.2



ТОРІС 40В

Малый совмещенный блок оборудования, состоящий из моюще-дезинфицирующей машины ТОРІС 40, столешницы и раковины для мытья рук, является излюбленным решением, когда речь идет о быстрой и гигиеничной обработке приспособлений для ухода.

Выполнение рабочих операций в домах инвалидов с соблюдением высокого уровня гигиены и оптимальное использование пространства — все это гарантирует малый совмещенный блок оборудования ТОРІС 40. Он состоит из моюще-дезинфицирующей машины, рабочей поверхности и раковины для мытья рук. При ширине 900 мм эта мини-комбинация обладает максимальной производительностью: паронепроницаемость при очистке и дезинфекции, короткие, индивидуально подобранные циклы программ, безопасность и высокий уровень гигиены благодаря

регулировке установочного значения A0 согласно DIN EN ISO 15883. Для повышения уровня гигиены в домах престарелых и инвалидов.

ширина	900 мм
глубина	600 мм
высота	1000 мм
холодная вода	R ½ “
горячая вода 45-60°C	R ½ “
Гидравлическое давление	100 - 500 kPa
Расход	18 l/min.
Водосток	DN 100
Электрическое соединение (Стандартный)	1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2.8 kW
Электрическое соединение (альтернатива)	3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4.6 kW
Уровень звукового давления эмиссии на рабочем месте (LpA)	48.2



Комбинированный дезинфицирующий блок TORIS

Гигиеничные рабочие процессы, выдающаяся эргономика и оптимальное использование пространства — вот что вы получаете, выбрав комбинированную версию аппарата мойки и дезинфекции подкладных суден TORIS.

В зависимости от ваших потребностей эта модель может включать в себя аппарат мойки и дезинфекции подкладных суден, рабочие поверхности, глубокую мойку и рукомойник.

Компактный комбинированный блок с высокой производительностью — вот что вы получаете, выбрав этот автоматический аппарат мойки и дезинфекции подкладных суден, встроенный в индивидуализированный комбинированный дезинфицирующий блок. Просто добавьте рабочую поверхность, гигиеническую глубокую мойку и рукомойник — плюс столько шкафов, сколько вам нужно — и пользуйтесь преимуществами чрезвычайно компактного блока, который выводит гигиену в повседневной работе на максимальный уровень. Эта система помогает не допустить распространения опасных бактерий, которые могут привести к больничным инфекциям. Просто установите ее на нужное место, подсоедините — и она готова к использованию! Обладая встроенным автоматическим аппаратом мойки и дезинфекции подкладных суден TORIS, этот комбинированный дезинфицирующий блок также может быть позднее модернизирован и дополнен: например, можно добавить дополнительные шкафы, рабочие поверхности, установить мойку большего размера или дополнительные полки для хранения суден, бутылок для мочи, почкообразных мисок или детских горшков.

Автоматический аппарат мойки и дезинфекции подкладных суден TORIS быстро и легко монтируется. Он обладает термической и акустической изоляцией, что делает его удобным и гигиеничным выбором для домов престарелых и учреждений сестринского ухода.

ширина	1400 мм
глубина	600 мм
высота	1000 мм
холодная вода	DN 15
горячая вода 45-60°C	DN 15
Гидравлическое давление	100-500
Расход	18
Водосток	DN 100
Электрическое соединение (Стандартный)	400 V, 3N PE, 50 Hz. 4,6 kW
Электрическое соединение (альтернатива)	230 V, 1N PE, 50 Hz. 2,8 kW
Уровень звукового давления эмиссии на рабочем месте (LpA)	48,2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

moi@nt-rt.ru || <https://meiko.nt-rt.ru>